


ATTIVAZIONE MEZZI IN TRANSITO VIA RADIO

ESECUTORE: EQUIPAGGIO DI SOCCORSO

SCOPO: ridurre i tempi di attivazione dei mezzi e l'eventuale rischio di errori nella trascrizione dei dati del soccorso

- 1 Alla comparsa dei dati del soccorso sul display del terminale e sulla stampante, verificare la presenza di tutti i dati utili. L'ordine di visualizzazione è il seguente:


Esempio: RICEZIONE DATI INTERVENTO



COMUNE (es: Monza 039)–VIA (es: Donizetti G.)–COORDINATE ORTELIO (es: 34-BC/2)–(eventuale incrocio stradale)–N° CIVICO (es: 2)–eventuale SCALA (es. E)–PIANO (PT=piano terra/1P=primo piano/2P=secondo piano/ecc...)–RIFERIMENTO (es: Brambilla/Distributore benzina/rotonda/ecc...)–MOTIVO di soccorso(es: Medico acuto–*vedi allegato*)–DETTAGLIO MOTIVO di soccorso (es: Cardiocircolatoria–*vedi allegato*)–N° SCHEDA di SOCCORSO (es: 32856)–CODICE di INVIO (es: Giallo)–ORA di ATTIVAZIONE (es: 15.37)

Ricevuti i dati del soccorso:

- 2 Premere il tasto “cancelletto (#)” (cerchio blu) per tornare alla videata principale; il messaggio verrà cancellato e il display della radio tornerà in modalità standby;
- 3 Premere il tasto “**S11**” *RIC_DATI_INTERVENTO* (cerchio rosso) per confermare la ricezione



Per richiamare il messaggio: premere il pulsante sopra l'icona raffigurante una “busta” sul display del terminale (cerchio verde).

AVVERTENZE:

DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE dott.ssa Gian Piera ROSSI

VERSIONE DEFINITIVA DEL: 28 ottobre 2002

AGGIORNAMENTI: 04.11.04 – 15.02.05

PROCEDURA OPERATIVA

AD ESCLUSIVO USO INTERNO DEL

S.S.U.Em. 118 - BRIANZA


ATTIVAZIONE MEZZI IN TRANSITO VIA RADIO

ESECUTORE: *Equipaggio di Soccorso*

SCOPO: ridurre i tempi di attivazione dei mezzi e l'eventuale rischio di errori nella trascrizione dei dati del soccorso

- 1 **Alla comparsa dei dati del soccorso sul display del terminale verificare la presenza di tutti i dati utili al soccorso e la corretta attivazione della stampa. Sulla schermata della radio i dati verranno visualizzati nel seguente ordine:**

Esempio: INVIO DATI INTERVENTO



COMUNE (es: Monza 039)–VIA (es: Donizetti G.)–COORDINATE ORTELIO (es: 34-BC/2)–(eventuale incrocio stradale)–N° CIVICO (es: 2)–eventuale SCALA (es. E)–PIANO (PT=piano terra/1P=primo piano/2P=secondo piano/ecc...)–RIFERIMENTO (es: Brambilla/Distributore benzina/rotonda/ecc...)–MOTIVO di soccorso(es: Medico acuto–*vedi allegato*)–DETTAGLIO MOTIVO di soccorso (es: Cardiocircolatoria–*vedi allegato*)–N° SCHEDE di SOCCORSO (es: 32856)–CODICE di INVIO (es: Giallo)–ORA di ATTIVAZIONE (es: 15.37)

- 2 Ricevuti i dati del soccorso premere "S10" *Conferma Ricezione Messaggio* (cerchio rosso) per qualche secondo fino all'accensione del led rosso
- 3 Dopo aver premuto lo stato "S10" il messaggio verrà cancellato e il display della radio tornerà in modalità standby; se è necessario richiamare il messaggio premere il pulsante sopra all'icona che raffigura una "busta" sul display del terminale (cerchio verde).



AVVERTENZE:

Per ogni anomalia o incompatibilità di funzione si invita il responsabile del turno a contattare tempestivamente la CO

DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE dott.ssa Gian Piera ROSSI

VERSIONE DEFINITIVA DEL: 28 ottobre 2002

AGGIORNAMENTI:

PROCEDURA OPERATIVA

AD ESCLUSIVO USO INTERNO DEL

S.S.U.Em. 118 - BRIANZA


ATTIVAZIONE MEZZI IN TRANSITO VIA RADIO

ESECUTORE: *Equipaggio di Soccorso*

SCOPO: ridurre i tempi di attivazione dei mezzi e l'eventuale rischio di errori nella trascrizione dei dati del soccorso

- 1 **Alla comparsa dei dati del soccorso sul display del terminale verificare la presenza di tutti i dati utili al soccorso e la corretta attivazione della stampa. Sulla schermata della radio i dati verranno visualizzati nel seguente ordine:**

Esempio: INVIO DATI INTERVENTO



COMUNE (es: Monza 039)–VIA (es: Donizetti G.)–COORDINATE ORTELIO (es: 34-BC/2)–(eventuale incrocio stradale)–N° CIVICO (es: 2)–eventuale SCALA (es. E)–PIANO (PT=piano terra/1P=primo piano/2P=secondo piano/ecc...)–RIFERIMENTO (es: Brambilla/Distributore benzina/rotonda/ecc...)–MOTIVO di soccorso(es: Medico acuto–*vedi allegato*)–DETTAGLIO MOTIVO di soccorso (es: Cardiocircolatoria–*vedi allegato*)–N° SCHEDE di SOCCORSO (es: 32856)–CODICE di INVIO (es: Giallo)–ORA di ATTIVAZIONE (es: 15.37)

- 2 Ricevuti i dati del soccorso premere "S10" *Conferma Ricezione Messaggio* (cerchio rosso) per qualche secondo fino all'accensione del led rosso
- 3 Dopo aver premuto lo stato "S10" il messaggio verrà cancellato e il display della radio tornerà in modalità standby; se è necessario richiamare il messaggio premere il pulsante sopra all'icona che raffigura una "busta" sul display del terminale (cerchio verde).



AVVERTENZE:

Per ogni anomalia o incompatibilità di funzione si invita il responsabile del turno a contattare tempestivamente la CO

DIRIGENTE MEDICO RESPONSABILE dott.ssa Gian Piera ROSSI

VERSIONE DEFINITIVA DEL: 28 ottobre 2002

AGGIORNAMENTI: