

PROTOCOLLO DAE 1 B71-DAE



Valutazione di
ABC

se ABC positivo

se ABC negativo

Contatta C.O. 118
(cellulare)

Invia "Codice 6"
alla C.O. 118
(radio portatile)

Collega DAE

Consenti l'ANALISI

Analisi/Shock
per 3 volte (se indicato)

Controllo segni di circolo
Mo.To.Re.

RCP fino a
nuova analisi

Ambulanza 118
in arrivo

Arrivo Ambulanza
con DAE

Continua fino ad
arrivo Ambulanza

Arrivo Ambulanza
senza DAE

Al termine delle eventuali 3 scariche:
dai le consegne,
stacca il connettore elettrodi
per collegare il DAE dell'ambulanza

Al termine delle eventuali 3 scariche
dai consegna, stacca il connettore e
spegni il DAE

Terminato l'intervento:
contatta il "118" per
consegnare flash-card e compilare
la scheda intervento

Terminato l'intervento:
Contatta il "118" per
consegnare flash-card e compilare
la scheda intervento